

FICHE PRODUIT



Appareil de ventilation à pression positive continue, modèle CPA-300

Référence : SOC-CPA300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil de ventilation à pression positive continue, modèle CPA-300

CARACTÉRISTIQUES:

- * avec humidificateur et appareil de chauffage
- * avec un tube en PP
- * avec un masque CPAP en silicone (masque nasal / facial pour taille S / M / L)
- * avec sac de transport
- * sans carte SD

Remarque:

Cet appareil est vendu avec une carte SD en option moyennant des frais supplémentaires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-cpap-pour-l-apnee-du-sommeil/15509-appareil-de-ventilation-a-pression-positive-continue-modele-cpa-300.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com