

FICHE PRODUIT



Masque PPC de type facial en silicone, modèle RAP-401/402/403

Référence : SOC-RAP40

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Masque PPC de type facial en silicone, modèle RAP-401/402/403

CARACTÉRISTIQUES:

- * Matériau principal en silicone autoclavable
- * Grandes / moyennes / petites tailles disponibles
- * Avec anti-asphyxie, la valve peut être appliquée pour un CPAP à deux niveaux
- * W / coiffures

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-pour-bloc-operatoire/15511-masque-ppc-de-type-facial-en-silicone-modele-rap-401-402-403.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com