

**FICHE PRODUIT**



## Balance de précision ou de control, Modèle CKT

Référence : SOC-CKT

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

Balance de précision ou de control, Modèle CKT

### Caractéristiques de la Balance de précision ou de control, Modèle CKT

- Unités de pesage: g, kg, lb, oz, lb:oz
- Interface: RS-232, USB optionnel
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm de haut
- Calibrage: Externe
- Boîtier: Plastique ABS
- Température d'utilisation: -10° à 40°C
- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

utilisées

- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les déversements des composants internes de la balance
- Programmable Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Résolution du Compteuse interne 1:600,000 pour des résultats précis
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le Comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/15512-balance-de-precision-ou-de-control-modele-ckt.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Déclinaisons

| Désignation                                                     | Référence : | EAN13 : |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 4000g/0.1g  | SOC-CKT4    |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 8000g/0.1g  | SOC-CKT8H   |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 8000g/0.2g  | SOC-CKT8    |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 8000g/0.05g | SOC-CKT8UH  |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 16kg/0.5g   | SOC-CKT16   |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 16kg/0.1g   | SOC-CKT16UH |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 32kg/0.2g   | SOC-CKT32UH |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 48kg/0.5g   | SOC-CKT48UH |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 32kg/1g     | SOC-CKT32   |         |
| googleshopping_condition - New, precision_lecture - 48k/2g      | SOC-CKT48   |         |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)