

FICHE PRODUIT

Extracteur A Plasma manuel

Référence : SOC-404640

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Il est utilisé pour le clampage manuel de la tubulure dès l'apparition d'un milieu aqueux différent.

Pas de contrainte de surveillance

Volume maximum des poches : 500 ml

Contrôle par infra-rouge

Poids : 3,8 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/15523-extracteur-a-plasma-semi-automatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com