

FICHE PRODUIT

Seringue haute pression de 200 ml b/50

Référence : SOC-100109

Points forts

- délais : 3 semaines

Description du produit

Seringue haute pression de 200 ml connecté à l'injecteur automatique de produit de contraste MEDRAD STELLANT SIMPLE TÊTE Contenu : SERINGUE 1 200 ML, TUBE DE RACCORDEMENT BASSE PRESSION ENROULÉ 1 150 CM, POINTE 1 LONGUE volume 200ml Emballage: 50PCS

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers/15527-seringue-haute-pression-de-200-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	3 semaines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com