

FICHE PRODUIT



Système d'échographie numérique N/B portable i50

Référence : SOC-ZQI50

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système d'échographie numérique Noir et blanc portable modèle i50

Caractéristiques de l'échographie i50 :

- Les technologies de traitement d'imagerie de pointe réalisent des images ultrasonores remarquables.
- Échographie noir et blanc abordable avec une excellente fonction PW (Doppler pulsé).
- Moniteur LCD 12,1" haute définition □ Angle réglable de 0 à 90 degrés.
- 1 port transducteur activé, extension prise en charge.
- Prend en charge plus de 200 images de stockage permanent d'images, disque U en option pour l'extension de stockage.
- Progiciels : Abdomen, Cardiaque, Obstétrique, Gynécologie, Urologie, Petites pièces.
- Un affichage plein écran à une touche, facile à voir à distance.
- Clé d'optimisation : préréglages multi-paramètres et optimisation d'image à une clé.
- La batterie au lithium intégrée prend en charge au moins 2 heures de fonctionnement.
- Interface de données Data Vidéo □ S-Vidéo □ USB □ VGA □ RS-232, RJ45
- Dimensions : 465 x 355 x 405 mm
- Poids sans chariot : 6,5 kg

Configuration standard

Unité principale : i50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1 Sonde convexe 3C50A
1 Sonde linéaire 7L40A
Module d'impression laser configuré avant la livraison
Port du transducteur étendu configuré avant la livraison
Batterie au lithium 5200mAh

Options

Chariot de transport

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/15528-systeme-d-echographie-numerique-n-b-portable-i50.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com