

FICHE PRODUIT

Bain-marie Série Précision Standard, 20 l, 30 à 100 °C, GP 20

Référence : SOC-15305867

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pour une plage de température d'utilisation de 30 à 100 °C

Régulateur de température commandé par microprocesseur

Affichage numérique de la température

Minuterie intégrée pour un démarrage et un arrêt programmés ; fonctionnement avec minuterie -(1 à 99 min) ou continu.

La fonction Memory sauvegarde 4 températures de consigne.

Avec protection contre les dépassements de température.

Éléments chauffants sous la cuve de bain (pas d'élément intégré à la cuve).

Tuyau d'écoulement d'eau avec accouplement rapide intégré (uniquement sur les modèles GP 10, GP 20, GP 28 et GP 15 Dual).

Informations techniques

- Volume du bain: 20 l
- Longueur interne. : 500 mm
- Largeur interne : 297 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur interne : 150 mm
- Longueur externe : 555 mm
- Largeur externe : 392 mm
- Hauteur externe 363 mm
- Température de service : 30 à 100 °C
- Stabilité de température : $\pm 0,2$ K

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/15531-bain-marie-serie-precision-standard-20-l-30-a-100-c-gp-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com