

FICHE PRODUIT

Agitateur Thermomixer Eppendorf F 1.5

Référence : SOC-9.776904

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Thermo Mixer F 1.5 et FP :

Pour microtubes (F1.5) ou microplaques (FP), agitation orbitale 3 mm 1500 tr/min, chauffage ambiance +4°C jusqu'à 100°C, touche prédéfinie de température (37°C, 42°C, 56°C et 95°C), compatible couvercle chauffant Thermotop.

- ThermoMixer C et Thermostat C :

Chauffage et réfrigération, agitation orbital 3 mm pour le thermomixer C, compatible avec SmartBlocks et ThermoTop.

- MixMate :

Agitation seule, livré avec 3 portoirs : microplaque (96 et 384), microtubes 24x0,5 ml et 24 x1,5/2 ml.

Les Thermomixers F ne permettent pas la disposition de Smartblocks, leur Thermoblock est fixé au châssis.

Agitation : Orbital 3 mm / 300 à 1500 tr/min

Contrôle de la température : Ambiance +4°C à +100°C

Portoirs : Avec Thermoblock pour 24 tubes de 1.5mL

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15532-agitateur-thermomixer-eppendorf-f-1-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com