

FICHE PRODUIT



Plaques PCR Thermo

Référence : SOC-016214

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description :

- Polypropylène vierge de qualité médicale extrêmement lisse ne présentant pas de risque d'adsorption d'ADN sur les parois.
- Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue).
- Collerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage

Certificats :

- Chaque lot certifié est exempt de DNase, RNase et ADN humain (certificat inclu dans chaque boîte).
- Certificat de contrôle qualité fourni.
- Test optique et électrique pour garantir l'absence de micropores.

Caractéristiques techniques :

- Format SBS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Nombre de puits : 96
- Plaque à jupe Low Profile (volume 0,2 ml)
- Coloris : naturel
- Unité de vente : 25 Plaques

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/15533-plaques-pcr-thermo.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com