

FICHE PRODUIT



Tubulure en spirale pour injecteur automatique

Référence : SOC-2590311

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tubulure en spirale pour injecteur automatique

Nos systèmes de remplissage Multi-APS conviennent à une utilisation sur plusieurs patients en tomodensitométrie et en IRM. Ils peuvent être utilisés avec tous les injecteurs à double et simple tête courants et conviennent ainsi aux applications de produits de contraste avec ou sans solution saline.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers/15536-tubulure-en-spirale-pour-injecteur-automatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com