

FICHE PRODUIT

Housse intégrale anti-feu polyuréthane + jersey Clinicare 90 x 190 x 15 cm

Référence : SOC-HO19090

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pour une protection imperméable et confortable du matelas.

Réalisée en CLINICARE 150g NF M1 jersey polyester enduit de polyuréthane non feu.

Aide à la longévité du matelas. Convient également en housse de rechange.

- Houssage facile : ouverture par fermeture à glissière sur 2 côtés.
- Imperméable : très bonne résistance aux lavages fréquents en machine à 95°C.
- Très hygiénique et résistant aux bactéries.

Convient particulièrement pour la protection des matelas à prévention d'escarres :

- En mousse haute résilience,
- Visco-élastique,
- Cellules à perte d'air.

Utilisation à l'hôpital, en collectivité, et à domicile.

Traitement permanent antibactérien Sanitized, testé à la résistance contre le Staphylococcus Aureus (MRSA).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

OEKO TEX Standard 100 classe IV (EN 45 014).

Dimensions : Largeur : 90 x longueur 190 x hauteur 15 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15537-housse-integrale-anti-feu-polyurethane-jersey-clinicare-90-x-190-x-15-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com