

FICHE PRODUIT

Microscope optique BK6000 trinoculaire

Référence : SOC-BK6000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tab 1

Le microscope trinoculaire optique BK6000 est un appareil capable de recevoir des oculaires WF 10x/22 grand champ de 30 mm qui vont permettre un gain de la vue d'observation de 30%, ce qui améliore nettement les observations.

Il est équipé d'une tête trinoculaire Seidentopf Inclinée 30° avec une possibilité de rotation à 360°. La distance inter pupillaire est réglable entre 48mm et 75mm.

Le Microscope BK6000 dispose d'une platine mécanique intégrée sans fil, 182x140mm de grande taille, deux porte-objets pour fixer les échantillons. Les échantillons peuvent être déplacés sur la platine, la plage de déplacement est de 77x52mm.

L'éclairage est assuré par une source de lumière froide LED de 5W réglable selon le besoin. Le diaphragme de champ est situé sur le collecteur, le centrage est réglable.

Le condenseur pivotant NA 0.13/0.9 est placé sous la platine mécanique, le diaphragme d'ouverture est réglable.

Caractéristiques techniques:

Oculaire : Grand champ WF10x/22mm (réglable)(30.0)*

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

5 Objectifs infini:

PLAN 4X $\square$ 0.10 W.D.=12.10mm

PLAN 10x $\square$ 0.25 D.E.=4.64mm

PLAN 20x $\square$ 0.40 (Spring) W.D.=2.41mm

PLAN 100x $\square$ 1.25 (Ressort, Huile) W.D.=0.12mm

PLAN 60x $\square$ 0.80 (Ressort) W.D.=0.33mm

Tube binoculaire Seidentopf : Incliné à 30°, rotatif à 360

Distance interpupillaire : 48mm-75mm

Revolver/tourelle : 5 trous, rotatif

Platine mécanique intégrée : Dimensions de la platine sans fil : 175 x 145 mm

Plage de déplacement : 78x55 mm Supports à deux glissières

Condenseur pivotant: N.A. 0.9/0.13, diaphragme iris.

Source de lumière Koehler : Led 3 watts, Lumière halogène 6V/30W en option

Tension : 100V $\square$ 240V Diaphragme de champ, réglable au centre

Filtres : Filtre bleu

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/15551-microscope-optique-bk6000-trinoculaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com