

**FICHE PRODUIT**

## Flacons tubes, surface de culture plane 10 ml filtre bouchon filtrant TPP

Référence : SOC-1912430

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**TUBE CULTURE TC FILTRE TPP (216 pcs)**

En polystyrène stérile traités pour l'adhésion des cellules

Bouchon de forme polygonale évitant au tube de rouler

G max : 1200

**Spécifications techniques tube culture tc filtre TPP x 216**

- Bouchon à membrane hydrophobe en PTFE permettant les échanges gazeux
- Surface plane de culture 10 cm<sup>2</sup>
- Large ouverture pour accès à la pipette
- Fond conique pour une récupération facile
- Stérile : Oui
- Volume : 10 ml

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions Surface : 10 cm<sup>2</sup>
- Dimensions ø x h : 30 x 105 mm
- Fond : Plat
- RNase/DNase free : Oui
- Bouchon : filtrant
- Poids emballé : 7,86 kg
- Dimensions emballé : 39 x 33 x 46 cm

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-tubes/15552-flacons-tubes-surface-de-culture-plane-10-ml-filtre-bouchon-filtrant-tp.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com