

**FICHE PRODUIT**

## Fils de suture résorbable aiguille ronde SURGICRYL 910

Référence : SOC-O9100

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Caractéristiques**

Fil de suture synthétique tressé et traité

- longueur du fil 40 à 50 Cm
- résorption intermédiaire (56 à 70 jours),
- aiguille ronde de 3/8 ou 1/4 ou 1/2 de cercle et de 5, -8 mm.
- couleur violette ou blanche

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-pour-bloc-operatoire/15555-fils-de-suture-resorbable-aiguille-ronde.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Déclinaisons

| Désignation                                                                                                              | Référence : | EAN13 : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| fils_de_suture_metric - 0.7, fils_de_suture_osp - 6/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 8 mm   | SOC-O91006  |         |
| fils_de_suture_metric - 0.4, fils_de_suture_osp - 8/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 6.5 mm | SOC-O91008  |         |
| fils_de_suture_metric - 0.7, fils_de_suture_osp - 6/0, fils_de_suture_longueur - 10 cm, fils_de_suture_aiguille - 8 mm   | SOC-O910061 |         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com