

FICHE PRODUIT

Set complet de Prothèse totale de la hanche (PTH) non cimentée

Référence : SOC-THS901IN

Points forts

- délais : 48 heures
- Longueur de la tige : 135 mm

Description du produit

Set complet de Prothèse totale de la hanche (PTH) non cimentée

Pour la chirurgie primaire la technique opératoire est la préservation des os pour l'implantation sans ciment ou cimentée. Les prothèses de hanche de Socimed permettent de préserver et de protéger au maximum la substance osseuse existante. Basé sur le fait simple mais crucial que le succès de la fixation de la prothèse dépend à la fois de l'implant et de l'os. Pour ce faire, on a mis au point des instruments qui compriment l'os au lieu de l'enlever. Nos prothèses comprennent différents types de tiges pour différentes morphologies anatomiques.

Caractéristiques techniques :

- Poignée avec tige
- Prothèse de Cum : Taille 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7;
- Godets (Coquille) d'essai en acier inoxydable : Ø 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, et 60 mm ;
- Cotyle prothétique d'essai. Diamètre interne :
 - * Pour s'adapter au diamètre de la tête modulaire et,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Pour s'adapter au diamètre de la coque;
- Tête d'essai;
- Tête poussoir: Ø 22,2, 28, 32, et 36 mm ;
- Tige fémorale non cimentée;
- Porte-cupule;
- Poignée en T;
- Tournevis hexagonal flexible;
- Dispositif de retrait de cotyle prothétique;
- Guides-forets;
- Jauge de profondeur;
- Tournevis (godets d'essai);
- Pince à vis;
- Foret flexible avec clé en forme 'L';
- Boîte d'instrument vide pour PTH;
- Matériau : Acier inoxydable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15561-set-de-prothese-totale-de-la-hanche-ptb-non-cimentee.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Longueur de la tige	135 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com