

FICHE PRODUIT

Fil de suture SURGICRYL PGA multi-filament violet (pour Ophtalmologie)

Référence : SOC-OSU0AS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fil de suture SURGICRYL® PGA (POLYGLYCOLIC ACID) multifilament violet, aiguille spatulée

Indication : Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement
Chirurgie générale Fermeture de peau Chirurgie gastro-intestinale Gynécologie Obstétrique
Chirurgie plastique Urologie Chirurgie ophtalmologique Chirurgie orthopédique

Contre-indication : Chirurgie cardiovasculaire Neurochirurgie Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

Caractéristiques techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15567-fil-de-suture-surgicryl-pga-multi-filament-violet-pour-ophtalmologie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
fils_de_suture_metric - 0.2, fils_de_suture_osp - 10/0, fils_de_suture_longueur - 30 cm, fils_de_suture_aiguille - 6.2 mm	SOC-OSU10	
fils_de_suture_metric - 0.2, fils_de_suture_osp - 10/0, fils_de_suture_longueur - 10 cm, fils_de_suture_aiguille - 6.2 mm	SOC-OSU101	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com