


FICHE PRODUIT



Kit d'instruments pour gros fragment

Référence : SOC-532000

Description du produit

Kit d'instruments pour gros fragment

- Guide de perçage neutre et chargé 3.2mm
- La jauge de profondeur mesure jusqu'à 90 mm: 1 pièce.
- Fraise 8mm: 1Pc.
- Extracteur pour vis cassée: 1Pc.
- Pince à plier les plaques : Paire
- Tournevis hexagonal pointe 3.5mm: 1Pc.
- Rétracteur Hohmann 42mm: 1 pc.
- Rétracteur Hohmann 16mm: 1 pc.
- Taraud à os 4,5 mm cortical :1 pièce.
- Robinet à os spongieux de 6,5 mm: 1Pc.
- Pince de réduction pointue 210mm: 1Pc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pince de réduction dentelée 230mm: 1Pc.
- Guide de perçage 3.2/4.5: 1Pc.
- Pince à Centrage Automatique 260mm: 2Pcs.
- Foret 3.2 x 125mm: 2Pcs.
- Foret 4,5 x 115 mm: 2Pcs.
- Guide de perçage 4.5/6.5: 1 pc.
- Elévateur 15mm: 1 pc.
- Elévateur 12mm: 1 pc.
- Pince de maintien de vis: 1 pc.
- Extracteur de vis conique avec poignée en T: 1 pc.
- Boîte de stérilisation avec deux plateaux 380 x 245 x 105mm: 1 pc.

Support à vis pour maintenir les vis

Vis à corticale Dia 4.5mm :

- Longueur 20 – 30mm (diff. de 2mm) 5 Pcs. Chaque
- Longueur 32 – 44mm (diff. de 2mm) 10 Pcs. Chaque
- Longueur 46 – 60 mm (diff. de 2 mm) 5 pièces. Chaque

Vis spongieuse Dia 6.5mm :

- Longueur 40 – 95mm (diff. de 5mm) 4 Pcs. Chaque

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15570-kit-d-instruments-pour-gros-fragment.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com