

FICHE PRODUIT



Kit d'instruments pour petit fragment

Référence : SOC-531000

Description du produit

Kit d'instruments pour petit fragment

- 1 pc. Guide de perçage neutre et chargé 2.5/3.5mm
- 1 Pc. La jauge de profondeur mesure jusqu'à 60 mm
- 1 pc. Foret fraiser 6mm
- 1 Pc. Extracteur pour vis cassée
- 1 Pc. Cintreuse de plaques : En paire
- 1 Pc. Elévateur 12mm
- 1 Pc. Elévateur 9mm
- 1 Pc. Tournevis Hexagonal Pointe 2.5mm
- 2 Pcs. Rétracteur Hohmann: 16mm
- 1 Pc. 3.5mm Os Tap Cortical
- 1 Pc. Taraud à os 4,0 mm spongieux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Pc. Pince à vis SW2.5
- 1 Pc. Pince de réduction pointue 190mm
- 1 Pc. Pince de réduction dentelée 185mm
- 2 Pcs. Pince auto-centrante 190mm
- 2 Pcs. Foret JC 2.5 x 115mm
- 2 Pcs. Foret JC 3.0 x 115mm
- 1 pc. Guide-mèche 2.5/3.5mm
- 1Pc. Extracteur de vis conique avec poignée en T
- 1Pc. Boîte de stérilisation avec deux plateaux 380 x 245 x 75m.

Support à vis pour maintenir les vis**Vis Corticale Dia 3.5mm :**

- Longueur 12 – 40mm (diff. de 2mm) 6 Pcs. Chaque

Vis spongieuse Dia 4mm :

- Longueur 12 – 50mm (diff. de 2mm) 3 Pcs. Chaque

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15571-kit-d-instruments-pour-petit-fragment.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com