

FICHE PRODUIT



Morgue Latérale 2 corps, 2 portes modèle MORG22L

Référence : SOC-MORG22L

Points forts

- délais : 48 heures
- Capacité : Morgue 2 corps

Description du produit

Morgue Latérale 2 corps, 2 portes modèle MORG22L

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Cellule 2 corps 2 portes abattantes:

- * Dimensions extérieures : Largeur 222 x Profondeur 102 x Hauteur 226 (hors groupe)
- * Dimensions intérieures : Largeur 210 x Profondeur 90 x Hauteur 210
- * 2 Portes sur charnières avec chaînes de sécurité, fermeture en façade avec 3 clefs, décondamnation type "coup de poing" à l'intérieur.
- * Finition revêtement acier galvanisé en laqué blanc intérieur/extérieur
- * Panneaux "sandwich" isolés de mousse de polyuréthane rigide (60 mm) prise entre 2 feuilles d'acier galvanisé, laquées en blanc, aspect lisse pour faciliter le nettoyage. **Résistance au feu M1** conformément au texte de loi.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR:

- * Rails de guidage des civières tout en inox à l'intérieur de la cellule avec sortie des civières sur la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

porte.

* 2 civières en inox 304L spéciales (roues latérales), incurvées en "pointe de diamant". Une civière sans bonde et une civière de travail avec bonde pour les soins des corps.

* Groupe frigorifique ventilé sur le coté droit ou gauche ou à distance avec commandes suivantes :

- Affichage de la température;
- Interrupteur du groupe frigorifique et;
- Bouton marche/arrêt de la lumière.

* Température ambiante réglée en usine à 0°C / + 5°C.

* Puissance moteur 1/3 CV E.

* Dégivrage automatique électrique.

* Groupe frigorifique agréé.

ISOLATION:

* Isolation : parois de 6 cm pour les chambres en froid positif.

* Coefficient d'isolation : 0,372 W/m²K

* Les panneaux sont classés M1 pour la sécurité au feu.

* Procès verbal du classement au feu N° 95-0861 du 3 Avril 1995.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/15572-morgue-laterale-2-corps-2-portes-modele-morg-22l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Capacité	Morgue 2 corps

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com