

FICHE PRODUIT

Chariot élévateur électrique Incl. 2 Crois. en inox, Modèle CHAR0151

Référence : SOC-9020151

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot élévateur électrique Incl. 2 Croisillons en inox modèle CHAR0151, pour MORG22L.

Fabrication identique aux chariots élévateurs hydrauliques ou électriques, simple ou double croisillons.

Nous pouvons nous adapter à n'importe quelle entre-axe de votre cellule actuelle.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/15573-chariot-elevateur-electrique-inclin-2-crois-en-inox-modele-char0151.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com