

FICHE PRODUIT

Bain-marie à agitation 24 litres Bains à agitation électroniques 20 litres

Référence : SOC- SBS40

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Choix de mouvement d'agitation : orbital ou linéaire
- Affichage et sélection numériques de la température
- Détecteur de faible niveau d'eau
- Drain de vidange intégré
- Large gamme d'accessoires disponible

Bain-marie avec agitation intégrée et choix de plateformes disponibles* pour obtenir un mouvement d'agitation linéaire ou orbital. Les plateformes ne nécessitent aucun système de raccordement particulier grâce à de puissants aimants d'accouplement à l'entraînement et qui sont placés sous le bain en acier inoxydable. Les flacons sont fermement maintenus en place sur la plateforme en acier inoxydable au moyen d'une série de ressorts tendeurs capables d'accueillir pratiquement toute taille et toute combinaison de flaconnage. Le chauffage est monté en-dessous du bain pour faciliter le nettoyage du bac. Un détecteur de niveau faible permet de faire clignoter un témoin d'avertissement sur l'affichage pour indiquer cet état. Il coupe également l'alimentation du chauffage pour empêcher le bain de s'évaporer sous l'effet de l'ébullition. Un tube d'évacuation est également intégré pour faciliter la vidange du bain. La plateforme accueille les erlenmeyers suivants 8 x 250ml, ou 6 x 500ml, ou 4 x 1000ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Les commandes de vitesse et de température sont faciles à utiliser. La vitesse d'agitation est réglable et une boucle d'asservissement électronique garantit qu'elle est maintenue rigoureusement constante. Un affichage à LED très lisible permet le réglage et le suivi de la température du bain. L'appareil a été conçu avec un système de protection contre la surchauffe qui surveille la température obtenue et coupe le chauffage en cas de défaillance.

Une gamme d'accessoires en acier inoxydable est disponible. Ils peuvent accueillir les tubes les plus courants depuis les microtubules de 1,5ml jusqu'aux tubes de micro centrifugeuse de 50ml. . Un choix de couvercle est également disponible. Ils sont conçus pour réduire la perte de chaleur et l'évaporation et existent en acier inoxydable et plastique. En fonction des préférences et des conditions de travail, le couvercle en polycarbonate peut être muni d'une charnière d'un côté ou de l'autre du bain.

Caractéristiques techniques

Capacité	24L
Gamme de température	Ambiante +10°C à 95°C**
Stabilité de la température	± 0,25°C
Vitesse d'agitation	20 à 130tr/min
Orbite/Amplitude d'agitation	20mm
Dimensions internes (L x P x H)	300 x 500 x 200mm
Dimensions externes (l x P x H)	335 x 580 x 330mm
Poids net	17kg
Alimentation électrique	230V, 50Hz, 1400W

Informations de commande

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Référence	Description
SBS40	Bain-marie agité - 24L (sans plateau)
SBS40/ 1	Plateforme d'agitation linéaire
SBS40/ 2	Plateforme d'agitation orbitale
SBS40/ 3	Plateforme perforée pour une utilisation sans agitation
SBS40/ 4	Couvercle polycarbonate pattes de fixation sur le côté du bain
SBS40/ 5	Support pour 143 micros tubes de 1,5 ml
SBS40/ 6	Support pour 120 tubes de culture - diamètre 13mm
SBS40/ 7	Support pour 72 tubes de culture - diamètre 16mm
SBS40/ 8	Support pour 56 tubes de centrifugeuse - diamètre 15ml
SBS40/ 9	Support pour 30 tubes à essais - diamètre 26mm
SBS40/ 10	Support pour 25 tubes à centrifuger - diamètre 50ml

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/15575-bain-marie-a-agitation-24-litres-bains-a-agitation-electroniques-20-litres.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com