

FICHE PRODUIT

Microscope Numérique avec tablette B-290TB

Référence : SOC-B290TB

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microscope B-290TB d'enseignement pour les applications de routine, avec caméra intégrée et tablette 8" amovible. Statif en métal coulé, grande stabilité et ergonomie, idéal pour observations en lumière transmise. Tablette PC avec système OPTIKA détachable.

Caractéristiques tablette

- Écran couleur 10" Full HD
- Windows 10
- Microsoft Office 365 Personal (abonnement 1 an)
- Résolution : 1920 x 1200 Full HD
- Connexion WIFI / Bluetooth
- Ports micro USB / microphone / micro HDMI / écouteurs

Caractéristiques microscope

- Microscope binoculaire avec grossissement max. x1000
- Tête numérique binoculaire inclinée à 30°, rotative sur 360°
- Oculaire champ WF10x/20

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Révolver à 4 positions avec rotation sur roulement à billes
- Objectifs E-PLAN 4x, 10x, 40x et 100x
- Mise au point macro métrique et micrométrique coaxiales, avec position d'arrêt
- Platine avec sur platine mécanique - 150 x 133 mm
- Rang de mouvement 75 x 50 mm
- Éclairage par X-LED³ blanc
- Tête binoculaire
- Statif droit

Livré avec logiciel Optika Vision Lite, câble caméra USB, câble OTG, manuel d'utilisation, pavé tactile et touch pen.

Caractéristiques techniques Camera :

- Résolution de la caméra numérique: 3.14 MegaPixels
- Résolution de la caméra analogique: NON
- Port externe / Interface: USB 2.0
- Signal audio: NON
- Capteur: 1/2.5"
- Typologie du capteur: CMOS
- Format de l'image: 4/3
- Image en taille réelle: 2048 x 1536
- Dimensions pixels: 2,2 x 2,2 micron
- Frame rate à pleine résolution: 5 frames/sec
- Frame rate d'autres résolutions: 8 FPS (1280x1024), 30FPS (640x480)
- Sensibilité: 0,53 V/Lux-second (550 nm)
- S/N ratio: 40 Db
- Rang dynamique: 66.5 dB
- Temps d'exposition maximal: 1,5 sec
- Conversion ADC: 12 BIT

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Résolution couleur: 8 BIT
- Résolution couleur: 680 nm
- Balance des blancs automatique / Contrôle du Gain automatique / Contrôle du rétro-éclairage automatique / Contrôle de l'exposition : Auto - Man.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/15576-microscope-numerique-avec-tablette-b-290tb.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com