

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène, 10 LPM, V Series

Référence : SOC-CANTA10LPM

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Concentrateur d'oxygène, 10 LPM, V Series

Description

Système d'autocontrôle intelligent avec code d'erreur affiché sur l'écran LCD

Super faible bruit.

24 heures de travail continu

Longue durée de vie des tamis moléculaires.

Spécifications

Débit : 0-10L/min

Pureté : $\geq 90\%$

Tension de fonctionnement : 230 V CA

Pression de sortie : 0,04-0,08 Mpa

Niveau sonore: ≤ 48 dB

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Dimensions : 390x337x620mm

Taille du craton: 450 x390 x690mm

Poids net : 25kg

Poids brut : 28kg

Fonction standard : alarme de surchauffe, alarme de panne de courant, alarme de panne de pression, fonction de synchronisation, affichage des heures de travail

Couleur : GrisFoncé

Fonction optionnelle : alarme de faible pureté, fonction nébuliseur, double flux

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/15582-concentrateur-d-oxygene-10-lpm-v-series.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com