

FICHE PRODUIT



Pince Ferris-Smith Kerrison - Coupe haut 90° - Tige 180 mm - 2 mm

Référence : SOC-600944

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pince Ferris-Smith Kerrison

- Coupe haut 90°
- Longueur de la tige 180 mm
- Diamètre: 2 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instrumets/15584-pince-ferris-smith-kerrisson-coupe-haut-90-tige-180-mm-2-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com