

**FICHE PRODUIT**



## Pince Ferris-Smith Kerrisson - Coupe bas 90° - Tige 180 mm - 5 mm

Référence : SOC-600938

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Pince Ferris-Smith Kerrisson

- Coupe bas 90°
- Longueur de la tige 180 mm
- Diamètre: 5 mm

### Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instrumets/15585-pince-ferris-smith-kerrisson-coupe-haut-90-tige-180-mm-2-mm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)