


FICHE PRODUIT

Dissecteur double TOENNIS mousse 24 cm - Largeur spatules 3.5 et 5 mm

Référence : SOC-606301

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Dissecteur double TOENNIS mousse 24 cm - Spatules de 3.5 et 5 mm de largeur

Le dissecteur double Toennis mousse offre deux types de largeurs de spatules :

- Spatules de 3.5 et 5 mm de largeur;
- Spatules de 4.5 et 6 mm de largeur (**SOC-601302**).

Fabriqué en Allemagne.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instrumets/15586-dissecteur-double-toennis-mousse-24-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com