

FICHE PRODUIT

Balance électronique de précision, 500g/ 0.1g

Référence : SOC-KBB019

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capacité: 500 g

Sensibilité: 0.1 g

Diamètre du plateau: 130 mm

Dimensions: 270 x 200 x 80 mm.

Poids: 1,2 kg.

Unités de poids: grammes, carats, livres et onces

Fonction de tarage, compte de pièces et calibrage

Alimentation: adaptateur CA (110/220V) ou pile 9V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/15588-balance-electronique-de-precision-500g-0-1g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com