

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse Centrolit II-BL

Référence : SOC-GJC501

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuse pour micro-tubes de 0,25/0,5 ml.

Contrôle électronique et lecture digitale de la vitesse et temps avec rampe d'accélération et de freinage fixe.

Chronorupteur réglable de 1' jusqu'à 60' ou pour travail en continu.

Suspension élastique du moteur.

Bouton de marche intermittente du moteur à la vitesse sélectionnée.

Arrêt automatique en cas de déséquilibre avec indicateur lumineux.

Fixation de l'appareil à la surface de la table par des supports type ventouse.

Isolation intérieure qui absorbe bruits et vibrations.

Rotor et adaptateurs avec marque d'identification au laser.

Autoclavables.

Caractéristique de la centrifugeuse

Niveau sonore 50-60 dBA.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Volume: 27 ml.

Capacité tubes: 18 de 1,5 / 2,2 ml.

Dimensions: 280 x 340 x 200 mm.

Poids: 6,5 kg.

Inclus:

-Rotor interchangeable en aluminium anodisé dur .

-Lecteur pour micro-hématocrites.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/15589-centrifugeuse-centrolit-ii-bl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com