

FICHE PRODUIT

Ballon d'anesthésie néoprène à usage unique vert 2L

Référence : SOC-F610130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ballon d'anesthésie néoprène à usage unique vert 2L

Les ballons souples d'anesthésie constituent une gamme complète de ballons sans latex, de dimensions 2,0 l et 3,0 l, avec différents modèles de connecteurs conformes aux réglementations ISO.

Confortable :

- Conception fine et robuste à la fois
- S'adapte à chaque patient
- Grâce à sa forme de sablier, le ballon de ventilation contour est conçu pour réduire la fatigue des mains

Facile à saisir :

- Sa conception à trois plis garantit une adaptation optimale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiable :

- Sa surface fine et robuste permet d'optimiser la sensation du praticien ainsi que sa faculté d'évaluer l'activité pulmonaire du patient
- En forme de sablier, le ballon de ventilation contour délivre efficacement le volume de gaz requis

Conditionnement : Lot de 30

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-pour-bloc-operatoire/15591-ballon-d-anestghesie-neoprene-a-usage-unique-vert-2l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com