

FICHE PRODUIT



Appareil pour la détermination des huiles essentielles (type clevenger), 1000ml

Référence : SOC-PBB018

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fabriqu  en verre borosilicat  3.3 de qualit  sup rieure, r sistant   la temp rature et   la faible expansion.

L' chantillon est port     bullition dans le ballon, la vapeur monte dans le montage jusqu'au condensateur et le condensat retombe dans la petite burette d'extraction (l'eau est renvoy e dans le ballon par un canal dont la position diff re selon la densit  de l'huile par rapport   l'eau).

Apr s un temps, l'huile est r cup r e dans la burette et son volume peut  tre mesur  directement.

Inclut un ballon   fond rond sph rique (24/29), un condenseur Liebig de 300 mm (24/29) et un extracteur de capacit  de 10 ml avec une graduation de 0   10 ml et des subdivisions de 0,1 ml (24/29).

Type d'huile: l g re.

SOCIMED SARL

9, Chauss e Jules C sar (B timent 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
T l. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15593-appareil-pour-la-determination-des-huiles-essentielles-type-clevenger-1000ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com