

FICHE PRODUIT

Glacière 20 litres

Référence : SOC-LCX20L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière 20 litres modèle LCX-20L

Le réfrigérateur portable LCX-20L est un réfrigérateur portable polyvalent et durable utilisé pour le stockage de vaccins, le stockage de produits sanguins, le stockage de glace carbonique, le stockage d'échantillons congelés, etc.

Quantité minimum de commande : 10 pièces**Conception :**

Le réfrigérateur portable LCX-20L peut maintenir le contenu au frais jusqu'à 24 heures. Le matériau d'isolation est en polyuréthane PU sans CFC. Le corps de ce réfrigérateur portable est durable et fabriqué en matériau PP environnemental de qualité alimentaire et non toxique.

Caractéristiques techniques :**Des mesures:**

- Externe : 44x27x31cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Interne : 37,5 x 21,5 x 25 cm
- Capacité : 20L
- Poids Net / Brut : 3,5 / 7,5 Kg

Performance:

- Charge maximale : 18kg
- Durée de conservation (ambiante 30C): 24h
- Caractéristiques de congélation : lorsqu'elle est congelée en solide, l'épaisseur maximale de la source froide ne dépasse pas 15 % de l'épaisseur non congelée

Matériaux:

- Externe : polypropylène
- Intérieur : Polyuréthane

Certificats réglementaires : ISO 9001 ; ISO 13485

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/15595-glaciere-20-litres-modele-lcx-20l.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com