

FICHE PRODUIT

Pompe d'irrigation endoscopique modèle AFP-1

Référence : SOC-AFP12021

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pompe d'irrigation endoscopique modèle AFP-1

Équipement périphérique

Caractéristiques techniques:

- **Tête de pompe amovible:** La tête de pompe est amovible et facile à assembler.
- **Contrôle du flux :** Le débit maximal peut être ajusté à 450 ml par minute.
- **Approvisionnement direct en sérum physiologique :** Le système de rinçage est complètement scellé et est directement connecté à un réservoir d'eau normal, ce qui le rend pratique et efficace.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-accessoires-pour-la-coelioscopie-ou-laparoscopie/15599-pompe-d-irrigation-endoscopique-modele-afp-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com