

FICHE PRODUIT

Gants anti-coupure Extra-large 10 - Par Paire

Référence : SOC-GAC10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Gants en tricot anti-coupure;
- Légers;
- Sans couture, non enduits;
- Réutilisables, lavables, ambidextre;
- Conditionnement minimum de vente : 1 gant.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-de-protection/1560-gants-anti-coupure-extra-large-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com