

FICHE PRODUIT

Tampon de pH à usage unique, pH de 4,01, paquet de 20

Référence : SOC-J2770020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tampon de pH à usage unique, pH de 4,01, paquet de 20

La **solution étalon tampon de pH** est à usage unique et destinée pour l'étalonnage de pH. Cette **solution** est idéale pour réaliser des mesures précises consiste à utiliser des électrodes de pH bien entretenues et bien étalonnées.

La **solution étalon tampon de pH** se présente sous forme de poches hermétiques en aluminium de tampons de pH. **pH $\pm 0,02$ à 25 °C. Paquet de 20 avec pH de 4,01, récipients de 20 mL** chacun.

Cette **solution tampon de pH** facile à utiliser est idéale pour les analyses sur site. Fraiche et fiable, la solution étalon tampon de pH est conçu pour une utilisation avec des compteurs.

Caractéristiques

Code couleur: Oui

Conditions de stockage: 10 - 25 °C (protection contre la lumière)

Description: Réactif d'étalonnage du tampon pH

Intervalle d'entretien: 48 mois depuis la date de production

Notes spéciales: Jetez la solution après usage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Propriétés du contenant : Singlet

Traçable NIST: Oui

Valeurs pH: pH 4,01 $\pm$ 0,02 à 25 °C

Volume / taille du carton: 20 pcs

Conditionnement minimum de vente: Paquet de 20

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15600-tampon-de-ph-a-usage-unique-ph-de-4-01-paquet-de-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com