


FICHE PRODUIT

Tampon de pH à usage unique, pH de 7,00, paquet de 20

Référence : SOC-J2770120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tampon de pH à usage unique, pH de 7,00, paquet de 20

La **solution étalon tampon de pH pour l'étalonnage des électrodes de pH** est présentée sous forme de Poches hermétiques en aluminium de tampons de pH. pH $\pm 0,02$ à 25 °C. Paquet de 20 avec pH de 7,00, récipients de 20 mL chacun.

- Idéale pour les analyses sur site grâce à ses étuis scellés pour faciliter leur transport et éviter tout risque de fuite.
- Facile à utiliser : Il suffit juste d'ouvrir l'étui et d'insérer une électrode.
- Toujours frais et fiable. Les poches en aluminium empêchent toute contamination et l'exposition à l'air
- Conçu pour une utilisation avec des compteurs pour des mesures précises

Caractéristiques

Code couleur: Oui

Conditions de stockage: 10 - 25 °C (protection contre la lumière)

Description: Réactif d'étalonnage du tampon pH

Intervalle d'entretien: 24 mois depuis la date de production

Notes spéciales: Jetez la solution après usage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Propriétés du contenant : Singlet

Region: EU

Traçable NIST: Oui

Valeurs pH: pH 7,00 $\pm$ 0,02 à 25 °C

Volume / taille du carton: 20 pcs

Conditionnement minimum de vente: Paquet de 20

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15601-tampon-de-ph-a-usage-unique-ph-de-7-00-paquet-de-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com