

FICHE PRODUIT



Solution étalon de chlorure de sodium, 1000 µS/cm (NIST), 100 mL

Référence : SOC-J1440042

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Solution étalon de chlorure de sodium, 1000 µS/cm (NIST), 100 mL

491 mg/L NaCl, pour les sondes de conductivité, également adapté à la normalisation des appareils de conductivité, 1000 µS/cm (µmhos/cm), 100 ml

Caractéristiques

Concentration: 1000 µS/cm

NA

Description: Solution étalon de chlorure de sodium, 491 mg/l NaCl (1000 µS/cm), 100 ml, (NIST)

Paramètres: Conductivité

Plateforme: Solution

Volume / taille du carton: 100 mL

Conditionnement minimum de vente: 01 Flacon de 100mL

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15602-solution-etalon-de-chlorure-de-sodium-1000-s-cm-nist-100-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com