

FICHE PRODUIT

Aspirateur de mucosité manuel ou pied

Référence : SOC-6600323

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cet aspirateur de mucosité manuel ou pied est destiné à l'aspiration pharyngienne et trachéale en cas d'urgence.

Il est composé de 2 flacons en polycarbonate avec une capacité de contenance totale de 600 ml, ce qui permet l'obtention d'un débit beaucoup plus important comparé avec les aspirateurs manuels ordinaires.

Avec un démontage très facile et entièrement autoclavable, il permet un entretien et un nettoyage facile.

Caractéristiques générales :

- 2 Récipients en polycarbonate d'une contenance totale de 600 ml
- Entièrement autoclavable
- Diamètre intérieur du tuyau : 10 mm
- Puissance d'aspiration : 600 mm Hg (soit 800 mbar)
- Dimensions : longueur 20,6 cm
- Largeur 9,6 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur 10,4 cm
- Poids : 1,1 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-90-lpm/15606-aspirateur-de-mucosite-manuel-ou-pied.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com