

FICHE PRODUIT



Agitateur rotatif à plateau

Référence : SOC-7703

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Agitateur rotatif pour 24 tubes $\varnothing$ 18 mm pour méthode noir amidon (ATL 33)

- Agitateur rotatif à plateau aluminium.
- Possibilité de commander un plateau pour tube de diamètre 16 ou 20 mm
- Vitesse fixe et inclinaison réglable
- Inclinaison réglable de 0 à 90°
- Débrayage du plateau réalisé par un système de friction.

Dimensions : 180 x 120 x 380 mm

Diamètre agitateur : 330 mm

Dimensions extérieures L x P x H : 180 x 120 x 380

Puissance générale : 15 W

Vitesse de rotation : Fixe à 6 tr/min

Marque commerciale : ATL

Poids brut : 2.514 KG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids net : 2.514 KG

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/15607-agitateur-rotatif-a-plateau.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com