

FICHE PRODUIT



Moniteur de surveillance multiparamétrique M1000

Référence : SOC-M1000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le moniteur de surveillance des signes vitaux M1000 est un dispositif professionnel qui assure la surveillance des paramètres vitaux du patient. Le médecin le paramètre en fonction des besoins et règle les seuils d'alarmes (hauts/bas) pour être alerté à la moindre anomalie. Ces alertes se manifestent sous deux formes : elles sont visuelles et sonores (son désactivable).

Les signes vitaux monitorés par cet appareil sont :

- ECG (affichage jusqu'à 7 courbes)
- Respiration
- Température
- SPO2
- Pouls
- Pression artérielle non invasive (tension)

La batterie de ce moniteur patient multiparamétrique permet à l'équipe médicale une utilisation sédentaire ou mobile, c'est-à-dire que le dispositif est aussi bien adapté à une utilisation au sein d'un service d'urgence dans un établissement hospitalier, qu'à l'utilisation au sein d'un véhicule d'assistance médicale. Sa batterie interne fournit une autonomie d'environ 6 heures (à 2500 mAh).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Très intuitif à l'utilisation grâce notamment à son large écran tactile, il sera aisément manipulé par les professionnels de santé, qui pourront le paramétrer selon les situations rencontrées : surveillance simple d'un ou plusieurs paramètres, surveillance au bloc opératoire, etc ... Son grand panneau d'affichage et la taille de police aident efficacement le personnel soignant à lire les données mesurées.

Ce matériel de suivi de l'état de santé est conçu pour résister aux décharges émises par un défibrillateur jusqu'à 4000V, lorsqu'une défibrillation patient est nécessaire.

Le moniteur de surveillance des signes vitaux M1000 (PNI, SpO2, RESP, T, ECG) comporte un espace de stockage interne pouvant conserver jusqu'à 240 heures (intervalles 1 min.) ou 8 heures (intervalles 5 sec)/ 500 évènements / 2000 mesures PNI.

L'appareil de monitoring est prévu pour durer au fil des années même en cas d'utilisation fréquente : composants système interne de haute qualité, boîtier résistant et simple à nettoyer.

Caractéristiques du Moniteur de surveillance multiparamétrique M1000 :

Large écran TACTILE 20 cm

Paramètres surveillés; ECG 3/5 brins, RESP, FC, TEMP, SpO2, PNI

Affichage jusqu'à 7 courbes ECG

Sauvegarde des données jusqu'à 240 heures et 2000 mesures PNI

Alarmes sonores et visuelles paramétrables

Livré avec accessoires adultes (brassard PNI, SpO2, TEMP, câble 3/5 brins)

Batterie lithium Ion rechargeable autonomie 6 heures

Sacoche de transport antichoc (en option)

Poids 1.6kg avec accessoires

Dimensions : 220 x 180 x 90 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/15608-moniteur-de-surveillance-multiparametrique-m1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com