

FICHE PRODUIT



Assistant Muet Chirurgical piètement en U

Référence : SOC-925A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Assistant Muet Chirurgical fabriqué en INOX 18/10 soudé sous Argon.

Hauteur réglable de 870 à 1200 mm.

Roulettes Ø80mm antistatiques dont 2 à frein.

Plateau dimensions 600x450mm dessus lisse bords relevés.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/table-a-manger-au-lit/15609-assistant-muet-chirurgical-pietement-en-u.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com