

FICHE PRODUIT

Baquet roulant de bloc opératoire

Référence : SOC-S210

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce baquet roulant à roulettes en polyamide, également appelé baquet à déchets, entièrement fabriqué en INOX 18/10 304 soudé sous argon est idéal pour une utilisation en bloc opératoire.

Baquet roulant de bloc opératoire composé de :

1 Bac en inox de diamètre 400 mm d'une capacité de 15 litres

1 Chariot entièrement fabriqué en INOX 18/10 304 soudé sous argon avec 4 roulettes en Polyamide de diamètre 50 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/15611-baquet-roulant-de-bloc-operatoire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com