


FICHE PRODUIT



Fraise à Carbure de Tungstène FG- Rond 19mm

Référence : SOC-H1.314.010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Matériau De La Partie Travaillante (ISO) : Carbure De Tungstène

Type De Tige Et Longueur Totale (ISO) : FG - Tige Standard - L 19mm - Ø 1,60 Mm

Forme De Réalisation (ISO) : Sphérique (Ronde)

Granulométrie - Denture (ISO) Denture De Fraise - Rectiligne, Moyenne

Taille Nominale - Le Diamètre Le Plus Gros De La Partie Travaillante (ISO) : 010 - Ø 10 (1/10 Mm)

Conditionnement: paquet de 5

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fraise-pour-soins-dentaire/15615-fraise-a-finir-en-carbure-de-tungstene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com