


FICHE PRODUIT



Fraise Carbure De Tungstène - FG Cylindre

Référence : SOC-H21.314.010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Partie travaillante en carbure de tungstène, tige en acier inoxydable exemptes de nickel pour une tenue assurée de l'instrument.

Matériau De La Partie Travaillante (ISO) : Carbure De Tungstène

Type De Tige Et Longueur Totale (ISO) : FG - Tige Standard - L 19mm - Ø 1,60 Mm

Forme De Réalisation (ISO) : Cylindre À Bout Plat

Granulométrie - Denture (ISO): Denture De Fraise - Hélicoïdale À Droite

Taille Nominale - Le Diamètre Le Plus Gros De La Partie Travaillante (ISO) : Ø 10 (1/10 Mm)

Conditionnement: paquet de 5

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fraise-pour-soins-dentaire/15617-fraise-a-finir-en-carbure-de-tungstene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com