

FICHE PRODUIT



Fraise Diamantée Cône Bout Plât

Référence : SOC-847.314.014

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Grain standard - Meulage universel des tissus dentaires

Matériau De La Partie Travaillante (ISO) : Grain De Diamant Liant Métallique Électrodéposé

Type De Tige Et Longueur Totale (ISO) : Tige Standard - L 19mm - Ø 1,60 Mm

Forme De Réalisation (ISO) : Cône À Bout Plat, $7,5 \leq L \leq 9,5$ Mm

Granulométrie - Denture (ISO): Grain Standard - Liant Dur

Taille Nominale - Le Diamètre Le Plus Gros De La Partie Travaillante (ISO) : Ø 12 (1/10 Mm)

Conditionnement: paquet de 5

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fraise-pour-soins-dentaire/15622-fraise-a-finir-en-carbure-de-tungstene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com