

FICHE PRODUIT

Kit de résectoscope monopolaire ou bipolaire

Référence : SOC-BPS00158

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de résectoscope modèle OC808

Un kit de résectoscope est un ensemble d'instruments médicaux spécialisés utilisé pour enlever de petits morceaux de tissu à l'intérieur du corps de manière précise, notamment via des procédures comme la résection transurétrale de la prostate (RTUP). Le résectoscope combine une source lumineuse, une caméra pour la visualisation et des outils utilisant un courant électrique ou un laser pour couper le tissu tout en contrôlant les saignements.

Avantages du kit de résectoscope monopolaire ou bipolaire :

- possibilité de choisir l'option **monopolaire ou bipolaire à la commande (pour obtenir l'effet bipolaire il suffit de connecter deux cables)**
- L'endoscope est fabriqué en acier inoxydable importé.
- L'endoscope est équipé d'un verre optique allemand, d'une fibre optique et d'un cône lumineux.
- Il utilise la technologie brevetée des lentilles optiques à tige, offrant un champ de vision clair.
- Les modes actif et passif peuvent être sélectionnés librement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Valve en acier inoxydable de grand diamètre
- Utilisation de céramique haute température et haute intensité
- Valve en acier inoxydable, facile à entretenir, évite les dommages
- Lorsque la gaine interne et la gaine externe restent immobiles, l'élément de travail, l'endoscope et les boucles de coupe peuvent pivoter librement à 360°, avec une perfusion continue
- La stérilisation au plasma à basse température peut être utilisée
- La bague pour le pouce est mobile et plus pratique

Configuration standard

Kit de résectoscope modèle OC808 comprenant

- 1 pièce Endoscope au choix (4 * 302 mm, 0°/4 * 302 mm, 30°/4 * 302 mm, 70°)
- 1 pièce Q8412B, cordon/ câble haute fréquence 3 mm
- 1 pièce Q5025B, gaine interne et obturateur 24Fr×194mm
- 1 pièce Q5027B, gaine externe 27Fr×175mm
- 1 pièce Q8202B, connecteur de débit d'eau
- 1 pièce Q8020B, élément passif

Accessoires optionnels

- Endoscope au choix (4 * 302 mm, 0°/4 * 302 mm, 30°/4 * 302 mm, 70°)
- U8601C Tige de nettoyage 3 mm × 340 mm
- les boucles coupante (cutting loops)
- X6201 Boucles de coupe droites 4 mm × 283 mm
- Q6221 Boucles de coupe en forme d'aiguille 4 mm × 287 mm
- Q6211 Boucles de coupe 4 mm × 282 mm
- Q6301 Boucles de coupe en forme de boule 4 mm × 287 mm
- Q6301S1 Boucles de coupe en forme de boule 4 mm × 287 mm
- Q6302 Boucles de coupe en forme de pelle 4 mm × 282 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/15623-kit-de-resectoscope-bipolaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com