

FICHE PRODUIT



Holter ECG CUSTO 500

Référence : SOC-HOLT500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Holter ECG à 3 électrodes avec carte mémoire intégrée.

Batterie rechargeable avec 7 jours d'autonomie.

- Comptage et classification des ESV, ESSV, doublet, salve, bigéminisme, trigéminisme, pauses, évènements ST, QT.
- Touche "événement patient"
- Rapport d'analyse et d'interprétation
- Exportation sur PC et impression des rapports sur papier ou PDF.

Poids de l'holter avec batterie: 130 g

Dimensions: 9,5 x 6,5 x 1,7 cm

Batterie lithium ion

Livré avec:

1 Enregistreur + logiciel

2 Batteries

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1 Cartes mémoire type SD
1 Sac de transport en néoprene + bandoulière
1 Lecteur de carte avec câble USB
1 Chargeur batterie avec adaptateur
Garantie 3 ans
Fabrication Allemande
Matériel médical CE

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/15627-holter-ecg-custo-500.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com