

FICHE PRODUIT

Lithotriteur Pneumatique Intracorporel

Référence : SOC-L14A02

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lithotriteur pneumatique numérique Advin

Le **Lithotriteur Numérique Advin** est le lithotriteur pneumatique intra corporel doté d'une technologie supérieure. Il s'agit d'un appareil des plus fiables, qui s'avère très sûr et convivial pour fragmenter les calculs dans les reins, l'uretère et la vessie. Il est connu sous le nom de lithotriteur intracorporel, lithotriteur pneumatique intracorporel, appareil de lithotriteur pneumatique, lithotriteur pneumatique numérique et lithotriteur pneumatique Stone Breaker.

Caractéristiques du Lithotriteur numérique Advin :

- La méthode la plus efficace pour éliminer les gros calculs
- Élimination plus rapide des calculs par rapport aux autres procédures d'élimination des calculs
- Le tissu reste inchangé
- Appareil électropneumatique de haute précision
- Convivial, facile à utiliser, aucun coût de maintenance
- La sonde rigide permet une fragmentation rapide et sûre des calculs volumineux et durs
- Utilisé dans la fragmentation des reins, de l'uretère et de la vessie
- Fragmentation très efficace de la pierre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Diminution du risque de blessure thermique par rapport à d'autres procédures de lithotritie

Accessoires standards:

- 1 Unité de contrôle pneumatique;
- 2 Pièces à main,
- 8 Sondes,
- 2 Tuyaux d'air,
- 2 Interrupteurs à pédale,
- 1 Régulateur d'oxygène,
- 2 Capuchons de protection,
- 1 Cordon d'alimentation.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/appareils-et-accessoires-pour-la-coelioscopie-ou-laparoscopie/15628-lithotriteur-pneumatique-numerique-advin.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com