


FICHE PRODUIT



Élément de travail monopolaire - Résectoscope monopolaire

Référence : SOC-001407IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Élément de travail monopolaire - Resectoscope monopolaire

L'élément de travail permet la résection de la prostate avec une boucle de fil électrique activée. Cet élément de travail est également appelé élément de travail TURP, élément de travail de résectoscope.

Fonctionnalités avancées :

- Conçu pour fournir une excellente utilité.
- Utiliser avec un télescope de 4 mm à 30 degrés.
- Compatible à la gaine rotative.
- Dimensions précises.
- Non toxique.
- Configuration avancée.

Modèles d'élément disponible :

- Vapeur unique active;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Vapeur unique passive;
- Double Vapeur active;
- Double Vapeur Passif.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/15629-element-de-travail-monopolaire-resectoscope-monopolaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
type_element_monopolaire - Vapeur unique active	SOC-0014071	
type_element_monopolaire - Vapeur unique passif	SOC-0014072	
type_element_monopolaire - Double vapeur passif	SOC-0014073	
type_element_monopolaire - Double vapeur active	SOC-0014074	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com