

FICHE PRODUIT

Amplificateur de brillance - Arceau chirurgical mobile

Référence : SOC-2H0113

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Amplificateur de brillance - Arceau chirurgical mobile

Ce système d'arceau chirurgical mobile à haute fréquence produit une excellente qualité d'image. Ce système d'arceau est principalement adapté pour l'urologie, l'orthopédie, la gastro, la neurologie et la gestion de la douleur. Ce système mobile IITV à 3,5 kW est un microcontrôleur qui permet de produire des rayons X sans ondulation.

Il est connu sous le nom d'appareil de procédures de bras C, d'appareil de radiographie à bras C, arceau chirurgical médical, appareil de radiographie mobile

Champ d'application :

- Orthopédie / Traumatologie / Chirurgie de la colonne vertébrale
- Urologie / Lithotripsie
- Gastro / Neuro / Gestion de la douleur

Caractéristiques principales:

- Système de radiographie mobile à 3.5KW

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Intensificateur d'image 9" (Toshiba)
- Affichage LCD
- Moniteur ultra large 29"
- Mémoire CPU basée sur un logiciel avec batterie de secours UPS
- Monté sur chariot mobile

Fonctionnalités avancées:

- Panneau de commande tactile.
- Le système dispose de 4 types de mode de fonctionnement convainc 1. Mode manuel 2. Mode Abs 3. Mode impulsion 4. Mode HD
- Structure bien conçue et fabriquée montée sur une roue robuste avec double roulement à billes pour une mobilité en douceur
- Le support à bras en C a un actionneur, des mouvements de haut en bas fluides et silencieux
- Verrouillage manuel des mouvements orbitaux et rotationnels de panoramique horizontal
- Caméra CCD avec un excellent couplage optique par système d'objectif macro pour une excellente qualité d'image.
- Le système de mémoire d'images est composé de plusieurs périphériques de stockage d'images en ligne pour la conservation de la dernière image et les images stockées.
- Les moniteurs haute définition sont utilisés pour une meilleure qualité de visualisation.
- Il prend également en charge la rotation et l'inversion de l'image pour une présentation appropriée
- Nouvelle conception intégrée, aspect compact, opération commode.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/amplificateur-de-brillance-arceau-chirurgical/15638-amplificateur-de-brillance-arceau-chirurgical-mobile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com