

FICHE PRODUIT



Colonne d'Endoscopie Vidéo (Urétéroscope et Resectoscope) Pour Adulte et Pédiatrie

Référence : SOC-UR202108

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Colonne d'Endoscopie Vidéo (Urétéroscope & Resectoscope) Pour Adulte et Pédiatrie

Description:

Le système de caméra d'endoscopie ADVIN HD offre une vision claire pendant toutes les procédures endoscopiques.

Caméra d'endoscopie fabriquée avec des paramètres standard internationaux qui donnent des résultats précis pendant la procédure endoscopique.

Système d'endoscopie vidéo haute définition

- Unité de caméra d'endoscopie
- Coupleur optique
- Tête de caméra CMOS
- Câble CVBS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Câble DVI
- Câble d'alimentation

Moniteur 27"**Insufflateur de Co2 : 30 Ltr****Source de lumière à LED avec câble à fibre optique****Bistouri électrique (Advin Electro+) :**

L'unité électrochirurgicale 400W (Advin Electro +) est une machine utilisée pour la coupe et la coagulation dans diverses applications chirurgicales, très efficace et lisse. La sortie bipolaire isolée, qui a une caractéristique anti-étincelles, est idéale pour la microchirurgie, la neurochirurgie, la laparoscopie et d'autres applications.

Électro diathermie avec sorties monopolaires et bipolaires standard et autres fonctions les plus avancées. L'unité électrochirurgicale est également connue sous le nom de machine de diathermie électrochirurgicale, unité d'électrochirurgie, électrocautérisation, unité électrochirurgicale, système de cautérisation chirurgicale, unité de cautérisation électrochirurgicale, unité d'électrodiathermie.

Pompe d'aspiration**Chariot d'endoscopy****Caractéristiques principales:**

Urétroscope rigide pédiatrique 4.5 CH (R. Wolf)

Urétroscope adulte 8/9.8 CH (R. Wolf)

Télescope pédiatrique 2.9mm

Télescope adulte 4mm

Pince à mâchoires plates URS avec poignée en U 5 CH

Pince à mâchoires plates URS avec poignée en U 3 CH

Pince Alligator URS 5 CH

Pince Alligator URS 3 CH

Path Finder

Électrode à punaise

Élément de travail du résectoscope RTUP monopolaire (actif/passif)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Gaine de résectoscope 26 CH :

- Gaine intérieure
- Gaine extérieure
- Obturateur

Boucle de coupe monopolaire

Câble haute fréquence monopolaire

Élément de travail de résectoscopie pédiatrique

Gaine Résectoscope Pédiatrique 22 CH :

- Gaine intérieure
- Gaine extérieure
- Obturateur

Boucle de **RTUP (résection transurétrale de la prostate)** pédiatrique

Câble haute fréquence

Néphroscope Rigide 24 CH (R. Wolf)

Pince alligator PCNL 9 CH

Pince à dents PCNL 9 CH

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/15639-colonne-d-endoscopie-video-ureterscope-resectoscope-pour-adulte-et-pediatrie.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com